

# OXYRIUM-S

## HIGH PRESSURE TANK

心と体で感じる、あなただけの空間を…。



日本製

### 必要最小限の機能を装備

#### メイン操作部



#### カプセル内部操作部



#### 内部気圧調整弁



### 酸素カプセル特有の「レオロジー効果」

「レオロジー効果」とは、身体全体に均等に圧力をかけることにより骨格や筋肉のバランスを整え、本来の形に戻すということ。これは健康器具では唯一「酸素カプセル」だけが可能な効果です。

#### 期待できる5つの効果

##### 疲労回復効果

酸素には乳酸に代表される疲労物質を分解・除去する働きがあるため、質の良い酸素を大量に取り込むことにより、筋肉細胞が活性化され疲労感が軽減されます。運動不足や大気汚染など、とかく酸素不足になりやすい現代人。「疲れたかな？」と思ったら、早めのケアをお勧めします。

##### ストレス解消効果

酸素カプセルは、細胞の隅々まで酸素を供給しますので、細胞が活性化し、だるさ・寝不足・肩こり・目の疲れ・ストレス解消に効果があります。「ストレスが溜まり気味かな？」と感じたら使用し、心も体もリフレッシュしてください。

##### ダイエット・美容効果

脂肪を燃焼させるにはたくさんの水分と酸素が必要です。酸素カプセルは、細胞に十分な量の酸素を供給し、細胞の新陳代謝を活性化しますので、脂肪燃焼が促進され、メタボリック症候群などの予防も期待されます。定期的を使用することにより、余分な脂肪を溜め込まない太りにくい体づくりをサポートします。

##### 美肌・アンチエイジング効果

毛細血管の塊である皮膚は酸素が届きにくい組織です。酸素カプセルは、毛細血管も通りやすい溶解型酸素をお肌の隅々まで十分に供給してくれます。その結果血行が促進され、美肌に欠かせないコラーゲンの合成や新陳代謝が高まり、くすみのない透明感のある若々しいお肌へと導いてくれます。

##### ケガの治癒促進効果

細胞の再生には大量の酸素が使われます。しかし、ケガや炎症を起こした組織は、毛細血管が圧迫されており酸素が十分に届きません。酸素カプセルは、体の隅々まで酸素を供給しますので、スポーツ選手のコンディショニングなどに最適です。

## オキシリウム仕様

項目	OXYRIUM
カプセル寸法	210(横)×76(奥行)×80(高さ)cm
カプセル寸法容積	約900リットル
カプセル重量	約90kg
制御装置寸法	加圧ポンプ一体型 22(横)×54(奥行)×50(高さ)cm
制御装置重量	約33kg
加圧ポンプ寸法	制御装置に含まれる
加圧ポンプ	50リットル/min 最大400kpa
電源	AC100V 50/60Hz 220W(最大346/389W)
カプセル材質	アルミニウム 一体型 全溶接仕上げ
加圧制御	バルブ固定
安全装置	安全弁・手動排気弁・停電時解放式
設定気圧	1.1/1.2/1.35気圧
加圧タイマー	20分～180分
機能	加圧タイマー
クーラースタート/ストップ	内部操作パネルのスタート/ストップスイッチ押下により運転/停止
酸素濃縮器スタート/ストップ	酸素濃縮器本体の電源スイッチ操作により運転/停止 ※加圧ポンプ動作時のみ運転

## 一台あたりの設置範囲

※搬入時の間口は最低79cm幅以上必要です。



## オキシリウムについて

OXYRUM (高気圧酸素カプセル) は医療機器ではありません。一般の方でもご利用頂けます。

## 設置例



## オプション



クーラー室内機



クーラー室外機



酸素濃縮機



ワンセグチューナー内蔵DVD

## 安全に関するご注意

- ★ご利用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ★次の人は、使用前に医師にご相談ください。
  - ・耳に障害をお持ちの方・閉所恐怖症の方・ペースメーカーなどの体内埋め込み型医療用電気機器を使用している方・妊娠中の方・糖尿病でインシュリンを投与中の方・上記以外で身体に異常を感じている方。
- ★使用中、身体の痛みやしびれ、めまい、動悸などの異常を感じた時には直ちに使用を中止してください。
- ★また、医師の治療を受けている方で、ご使用できない場合もございます。詳しくはかかりつけの医師にご相談ください。

お問い合わせは…

製造元



O<sub>2</sub>ハリーテクノ株式会社  
〒370-0105 群馬県伊勢崎市境伊与久3263-2  
TEL0270-70-2077 FAX0270-70-2079  
<http://www.o2harry.com/>

※製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。  
※製品の定格およびデザインは改善等の為、予定なく変更する場合があります。  
※実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。